



TRANSACTOR
SECURITY

Medyczna jednorazowa maska ochronna



Maska wykonana jest z 3 warstw włókniny z wkładką modelującą umożliwiającą ściśle dopasowanie do konturu nosa. Maska wyposażona jest w elastyczne elementy umożliwiające jej zamocowanie do twarzy poprzez założenie ich za uszami. Maska posiada w centralnej części zakładki umożliwiające jej dopasowanie do kształtu twarzy. Maska ściśle przylega do twarzy użytkownika.

- Maska medyczna Typ II
- Filtracja bakteryjna na poziomie BFE $\geq 98\%$.
- Maska zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zgodnie z Regułą 1, Załącznik VIII, Rozdział III.
- Maska zgodna z normami:
 - EN ISO 14971:2012
 - EN: 14683:2014
 - EN 1041:2008/ EN ISO 15223-1:2016
 - ISO 10993-1:018 / EN ISO 10993-5: 2009 / EN ISO 10993-10:2010
- Wymiary maski: 17,5 cm x 9,5 cm

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



TRANSACTOR
SECURITY

- Maska wykonana włókniny polipropolenowej, melt-blown.
- Hipoalergiczny materiał filtracyjny
- Maseczka posiada certyfikat CE, FDA, TGA, ISO.
- Termin przydatności: 3 lata

Instrukcja użytkowania:



Przyłóż maseczkę do twarzy tak aby zakładka znajdująca się w centralnej części maski znalazła się na nosie. Załóż gumki podtrzymujące maskę za uszy.



Wyreguluj zakładkę, która znajduje się na nosie oraz dociśnij ją, aby przylegała do nosa i twarzy.



Rozciągnij maskę na twarzy, aż całkowicie zakryje usta i podbródek.